

4-Salt bouillon nutritif

Pour 1 litre de 4 salt:
10 g de bouillon nutritif.
5 g de peptone.
2,5 g d'extrait de levure.
9,35 g de NaCl (0,16M).
0,283 g de KCl (3,8mM).
4,44 g de $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ (0,018M).
0,559 g de $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ (3,8mM).
Compléter à 1 litre avec de l'eau.
Autoclaver.

Pour 4-salt-agar:
Ajouter 10 g d'agar par litre.