

Alcalophilus medium (pH10) (1)

Pour 1 litre de bouillon:

Partie A:

900 ml d'eau

10 g de KH_2PO_4

5 g de peptone

5 g d'extrait de levure

1 g de glucose

0,2 g de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

Partie B:

100 ml d'eau

20 g de Na_2CO_3

Pour milieu agar:

Ajouter 15 g d'agar par litre à la partie A

Pour top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre à la partie A

Autoclaver.

Mélanger la partie A et la partie B.

Slepecky, R. A., and H. E. Hemphill. 1992. The Genus Bacillus - nonmedical, p. 1663-1696. *In* A. B. e. al. (ed.), The Prokaryotes, 2nd ed. Springer-Verlag, New York Inc., Secaucus, New Jersey.

Dernières modifications: 16 janvier 2011