

Recette de milieu de culture

4-Salt bouillon nutritif

Détails

Pour 1 litre de 4 salt:

10 g de bouillon nutritif.

5 g de peptone.

2,5 g d'extrait de levure.

9,35 g de NaCl (0,16M).

0,283 g de KCl (3,8mM).

4,44 g de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (0,018M).

0,559 g de $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (3,8mM).

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Autoclaver.

Pour 4-salt-agar:

Ajouter 10 g d'agar par litre.

Dernières modifications le 3 mars 2011