

HER
1224

Identification

<i>Genre</i> <i>Pseudomonas</i>	<i>Espèce</i> <i>aeruginosa</i>	<i>Sous-espèce</i>	<i>Biovar</i>	<i>Sérovar</i>
<i>Souche</i> PML28		<i>Autres désignations</i> (formerly P28)		

Conditions de croissance

<i>Temp.</i> 37	<i>Milieu</i> TSA	<i>Aérobic/Anaérobic</i>	<i>Agitation</i>	<i>Autres</i>
--------------------	----------------------	--------------------------	------------------	---------------

Lysogénie

Sensibilité phagique

HER 224 (KF1)

Référence

Ito, S., M. Kageyama, and F. Egami. 1970. J. Gen. Appl. Microbiol. 16: 205-214.

Remarque

Useful for the distinction between phage KF1 and another phage, both of which are produced by strain NIH S : KF1 is the only one that forms plaques on PML28.

Historique

Historique

Received from

Dr Kazufumi Kuroda, Mitsubishi-Kasei Institute of Life Science, 11 Minamiooya, Machida, Tokyo 194, Japan

Date

10-19-1984

Received from

Dr. J.Y. Homma, Insitute of Medical Science, University of Tokyo, P.O. Takanawa, Tokyo 108, Japan

Date

Dernière mise à jour

2012-02-24